



FreeStyle
Libre

Información sobre la actualización de software del lector FreeStyle Libre

Gracias por utilizar el sistema FreeStyle Libre. Hemos seguido desarrollando la tecnología del sistema. A continuación se presenta un resumen de los cambios introducidos con esta actualización de software del lector:

- Mejora de la exactitud del sistema
- En la configuración Recordatorio, el tipo de recordatorio «Alarma» se denomina ahora «Otra»
- En el menú Configuración, la opción «Sonidos» se denomina ahora «Sonido y vibración»

FreeStyle, Libre, y los nombres comerciales relacionados son marcas comerciales de Abbott Diabetes Care Inc., en varias jurisdicciones.



Abbott